

ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
EXAMES COLPOCITOLÓGICO
PREVENTIVO – EXAME DE PAPANICOLAOU

- 1- Qualquer que seja o método escolhido (álcool 70%/fixador spray) a fixação do esfregaço deve ser procedida imediatamente após a coleta, sem nenhuma espera, preservando-as de dessecamento, o que impossibilitará a leitura do exame.
- 2- O frasco contendo a lâmina deve ter a identificação do paciente, com nome e número de série do frasco.
- 3- Enviar a amostra juntamente com a requisição de exame assinada pelo médico assistente, com as informações clínicas e de identificação pertinentes;
- 4- Conservar o material e a requisição em local destinado ao recolhimento pelo laboratório