

**ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
EXAMES CITOPATOLÓGICOS
LÍQUIDOS CORPORAIS**

- 1- Após recolhida, a amostra deve ser acondicionada em frasco sem anticoagulante e enviada ao laboratório o mais breve possível;
- 2- Caso não seja possível o transporte imediato ao laboratório, deve ser conservado em álcool a 70%, adicionado à amostra em igual proporção do volume.
- 3- O frasco devem ser identificado com o nome do paciente e a natureza do conteúdo a ser examinado.
- 4- Enviar a amostra juntamente com a requisição de exame assinada pelo médico assistente, com as informações clínicas e de identificação pertinentes;
- 5- Conservar o material e a requisição em local destinado ao recolhimento pelo laboratório